

**Bestand<sup>®</sup>**

**PERCUSSIVE THERAPY DEVICE**

## Feature Guide

High-power motor with a maximum thrust reaching 13kgs; the first choice for a sportsman.


Ergonomic handle design, comfortable to hold and use.

Visualized gear display, for a more convenient use.

Innovative transmission mechanism, lower noise than traditional products.


Optional massage heads, which allow every part of your body to experience relaxation.

Large-capacity batteries, longer service lifespan.



## How to use

1. Turn the power switch to the "ON" position, to turn the power on; at the same time, the decorative light (which flashes once) and the power indicator on the display panel will turn on.



2. Pressing the gear switch button will start the motor, and the massage head will start to run in 1st gear; press again to run in 2nd gear; press 3 times to run in 3rd gear; press 4 times to turn off the motor, which causes the massage head to stop running, and places the product in a standby state.


3. After using the product, please turn the power switch to the "OFF" position, which turns the power off, as well as turning all indicators off.

When charging, first insert the charging plug of the charger into the charging port, and then connect the charger to the power socket; when power indicator flashes, the product is charging normally.


After fully charging, the power indicators will all be on.

Note: When charging, the power remains off and the product cannot be used normally.


## Massage head



**Large sphere**  
suitable for large muscle  
groups



**Wedge-shaped head**  
scapular muscle group or  
iliotibial band



**Medium sphere**  
comprehensive massage



**Finger-shaped head**  
(included)  
trigger point massage

Connecting the massage head: make sure the massage head is aligned with the head of the exercise arm, and push it to connect. To remove it, just pull out the massage head.

## Specifications

Product model	MC06	5 grid power indicator	10%-25%-50%-75%-100%
Product weight	1150g	3 gear vibration speed	50%-75%-100%
Charging voltage and current	12.8V, 1.5A	Package contents	massager, massage head, charger, manual
Output power	40W		
Motor power	72W		
Battery capacity	2500mAh		
Charging time	4-4.5 hours		
Battery life	1-6 hours		
3 gear massage intensity	<p>Idling the motor or heavily pressing the telescopic head may cause the intensity indicator to flash. When applying pressure with the telescopic head, the strength indicator remains on all the time.</p>		

# 12 months warranty

Within 12 months of purchasing this product, if you find any problems during use, please feel free to contact us.

Official website: [www.bestand.com](http://www.bestand.com)

Email: [globalbiz@bestand.com](mailto:globalbiz@bestand.com)

## Tips:

If the product cannot be used, it might be due to the battery running out of charge. Please ensure the product is charged before use; when not in use, turn off the power switch.

Please clean and disinfect the product regularly to avoid bacterial growth. Cleaning liquid is recommended to be used for disinfection. Use a cotton cloth, dust-free paper towels, etc. to wipe and allow to dry naturally, avoiding exposure to the sun.

If the product is damaged or has sharp edges before it has been used, please stop using this product.

If you feel unwell during use, please stop using the product immediately to avoid hurting yourself.

This product is a health-care massager for adults, not a toy for children; please store it properly and keep it out of reach of children and pets; if this product or its accessories are swallowed by children or pets, please go to a nearby hospital immediately.



## Warning:

1. This product is not water-resistant, please do not immerse it in water or wash it with water; just wipe it with a wrung-out wet towel. Otherwise, it may cause a short circuit, thus damaging the product.
2. Please take care when using this product, as it is equipped with high-quality polymer batteries. Avoid bashing the product, do not bend it or puncture any part of it by yourself, do not expose this product to fire or high temperatures, and if the product is damaged, bulging, or in any other adverse condition, please stop using it.
3. During operation, please do not touch or insert your fingers or other objects into the gap between the massage head and the body of the product, to avoid pinching.
4. Do not leave the charger plugged in for a long time, since it may cause leakage or other serious accidents due to ageing and other reasons.
5. Do not use the product on the same part of your body for a long time.
6. The power of this product is relatively high. It is recommended for use for only 10-20 minutes at a time to avoid physical discomfort.
7. Do not use this product on fragile bones and weak muscles.
8. Infants, minors, pregnant women, those who wear a pacemaker, have broken bones, or have metal contents in their bodies, please do not use this product.
9. If you feel unwell, stop using it immediately.
10. This product is subject to change without notice.

## 製品の特徴

最大13kgの推力を持つハイパワーモーターは、スポーツマンにもってこいです。



人間工学に基づいたハンドルデザインで、持ちやすく快適にお使いいただけます。

可視化されたレベル表示で、より使いやすくなっています。

革新的な駆動機構により、従来製品と比べると、騒音レベルがより低くなっています。


マッサージヘッドを変えることも出来、お客様の各身体部位に適切なりラックス体験をして頂けます。

大容量電池セルで、使用寿命がより長くなっています。




Exchangeable  
massage head

Multifunction handle



## 製品の使用方法について

1. 電源スイッチを「ON」の位置に動かし、電源を入れます。この時コントロールパネルの装飾ランプが一階点滅し、パワーインジケータランプが点灯します。



2. レベルスイッチのボタンを押して、モーターを起動させます。マッサージヘッドは1段目の速度で動き始めます。再度スイッチを押すと、2段目の速度で動きます。3回押すと、3段目の速度で動きます。4回押すと、モーターが止まり、マッサージヘッドも動きを止めます。マッサージヘッドの動きが止まると製品はスタンバイ状態に入ります。


3. 製品の使用が終わりましたら電源スイッチを「OFF」の位置に動かして電源を切ります。この時全てのインジケータランプが消えます。

充電する際はまず充電器の充電コンセントを製品の充電端子に差し込み、充電器を電源コンセントに差し込みます。パワーインジケータランプが点滅すると、正常に充電しています。


充電が完了すると、パワーインジケータランプが全部点灯します。

注意:充電時、製品の電源をお切りください。製品が正常に御使用頂けなくなる可能性があります。


## マッサージヘッド



**球状Lサイズ**  
大型の筋肉群に最適



**楔形ヘッド**  
肩甲骨筋群または腸脛骨管



**球状Mサイズ**  
総合的なマッサージ



**指型ヘッド(標準)**  
ポイントマッサージ

**連結マッサージヘッド:** マッサージヘッドをエクササイズアームに合わせて押し込んで連結させ、外す際はマッサージヘッドを抜くことでOKです。

製品型番	MC06
製品重量	1150g
充電電圧/電流	12.8V, 1.5A
出力効率	40W
モーター効率	72W
電池容量	2500mAh
充電時間	4～4.5時間
連続運転時間	1～6時間

マッサージ強弱3レベル	モーターの空回りや押圧圧縮ヘッドが強すぎると、強弱レベルゲージが点滅します。押圧伸縮ヘッドの時、強弱レベルゲージが点灯します。
強弱インジケータ5段	10%～25%～50%～75%～100%
バイブレーション速度3段	50%～75%～100%
梱包リスト	マッサージ器、マッサージヘッド、充電器、説明書

## 12ヶ月間保証

本製品を購入して12ヶ月間、使用過程中にトラブルが発生した場合直ちに弊社まで御連絡ください。

公式サイト：[www.bestand.com](http://www.bestand.com)

メールボックス：[globalbiz@bestand.com](mailto:globalbiz@bestand.com)

### 注意事項：

もしも使用ができない状況が発生した場合、恐らくパワー不足によって引き起こされたものですので、適時充電してください。使用しない場合、電源スイッチをお切りください。

細菌の繁殖を防ぐため、定期的に製品に対して清掃消毒処理をするようにしてください。クリーニング液を使って清掃消毒をするようにしてください。木綿布やクリーニングクロスなどを使って拭き取った後、太陽に晒せないように、自然乾燥してください。

使用前に製品が破損していたり、尖っている状況を発見した場合、本製品の御使用を中止してください。

また、使用中の気分が悪くなった場合、お客様を傷つけないようにするためにも速やかに使用を中止してください。

本製品は成人の健康マッサージ製品であり、お子様の玩具ではございません。お子様やペットの届かないところに置いて、適切に保管してください。



## ▲警告:

1. 本製品は防水に対応しているものではありませんので、水の中に付けたり水で洗ったりしないでください。しっかりと絞ったタオルで拭くようにしてください。さもなければ電源ショートを引き起こし、製品を破損してしまいます。
2. 本製品は品質の高いコポリマー樹脂電池セルを採用しておりますので、安心して御使用ください。決して落としたり、自ら分解や突き刺したりしないでください。決して本製品を火の中や高温の環境にさらさないでください。もしも本体の破損や膨張などその他不良現象を発見した場合本製品の使用を中止してください。
3. 製品を動かしている際挟んで怪我しないように、決して指やその他物質を差し込んだり、マッサージヘッドと外カバーの隙間に接触しないようにしてください。
4. 劣化により漏電やその他重大事故に繋がる恐れがありますので、充電器を電源コンセントに挿しっぱなしにしないでください。
5. 決して続けて同一部位の長時間の使用はおやめください。
6. 本製品の効率は大きいことから体調を崩す恐れがありますので一回の使用を10～20分にするようにしてください。
7. 決して骨格や筋肉の弱い部位に使用しないでください。
8. 乳幼児、未成年者、妊婦、ペースメーカーを埋め込んでいる方、骨折、もしくは体内に金属を埋め込んでいる方は決して使用しないでください。
9. 気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。
10. 本製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

## **PERCUSSIVE THERAPY DEVICE**

Relax the tense area,  
relieve muscle soreness

**Bestand.com**